



Masque tissu lavable et réutilisable

A TELIER BOUTON D'OR Tel : 06 31 10 86 94

CARACTÉRISTIQUES :

- Double tissu 120 fils 100% coton,
- 3 épaisseurs : lingettes en molleton amovibles interchangeables et substituables par dispositif filtrants
- Liens en tissu ou en élastique adaptable.

TARIFS :

Un à 10 : 10 €/pièces
De 10 à 50 : 8,50 €/pièces
De 50 à 100 : 6,50 €/pièces
Au-delà : 5 €/pièces

Masque tissu lavable et réutilisable, répondant aux caractéristiques de filtration particules.

Ce masque est fabriqué selon les recommandations de spécialistes.

Attention : ce masque n'est pas un dispositif médical, il est un complément aux gestes barrières, (distance de sécurité, lavage de mains, confinement), il doit être manipulé par les liens, et mis dans un sac plastique après usage jusqu'au lavage. Il doit être lavé à la main avec du savon dans l'eau tiède à 30° minimum, Le repassage à la vapeur finalisera sa stérilisation.

Comment bien utiliser un masque ?



- Avant de mettre le masque, lavez-vous ou désinfectez-vous les mains.



- Attrapez votre masque par les élastiques et placez-le sur votre visage.



- Dépliez-le de manière à ce que le nez et le menton soient bien couverts.



- Une fois que vous l'avez positionné, vous ne devez plus du tout le toucher.



- Lavez-vous ou désinfectez-vous de nouveau les mains avant de l'enlever.

Le numéro vert d'informations sur le coronavirus :

0 800 130 000

(appel gratuit)

ou

gouvernement.fr/info-coronavirus